

Purified anti-human CD180 (RP105)

Mouse IgG1, kappa
MHR73-11



BioLegend
From Revvity

100 µg
Artikel-Nr.: B312902 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 312902

117,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB

Clone: MHR73-11

Format: PURE

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD180 (RP105)

Clone: MHR73-11

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: CD180, Radio-protective 105-kD protein, RP105

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ICFC, ICC, IHC, IP, WB, FA

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2295>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>