

PE anti-human CD180 (RP105)

Mouse IgG1, kappa
MHR73-11



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B312906 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 312906

220,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: MHR73-11
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD180 (RP105)

Clone: MHR73-11
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: CD180, Radio-protective 105-kD protein, RP105
Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2297>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>