

PE anti-human CD135 (Flt-3/Flk-2)

Mouse IgG1, kappa
BV10A4H2



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B313305 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 313305

94,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: BV10A4H2
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD135 (Flt-3/Flk-2)

Clone: BV10A4H2
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: FMS-like tyrosine kinase-3, FLT-3, STK-1, Flk-2
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2359>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>