

## PE anti-human CD135 (Flt-3/Flk-2)

Mouse IgG1, kappa  
BV10A4H2



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B313306 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 313306

**205,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** BV10A4H2  
**Format:** PE  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

PE anti-human CD135 (Flt-3/Flk-2)

Clone: BV10A4H2  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names: FMS-like tyrosine kinase-3, FLT-3, STK-1, Flk-2  
Size: 100 tests

Reactivity: Human  
Format: PE  
App\_Abbrev: FC, ICFC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2359>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>