

APC anti-human CD135 (Flt-3/Flk-2)

Mouse IgG1, kappa
BV10A4H2



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B313308 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 313308

252,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: BV10A4H2
Format: APC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD135 (Flt-3/Flk-2)

Clone: BV10A4H2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: FMS-like tyrosine kinase-3, FLT-3, STK-1, Flk-2

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2460>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>