

PE anti-human CD137L (4-1BB Ligand)

Mouse IgG1, kappa
5F4



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B311504 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 311504

224,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: 5F4
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD137L (4-1BB Ligand)

Clone: 5F4
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: 4-1BBL, CD137L, TNFSF9, 41BBL
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1728>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>