

FITC anti-human CD9

Mouse IgG1, kappa
HI9a



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B312103 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 312103

85,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HI9a
Format: FITC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

FITC anti-human CD9

Clone: HI9a
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Tetraspanin, MRP-1, DRAP-24
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: FITC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2212>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>