

## FITC anti-human CD10

Mouse IgG1, kappa  
HI10a



**BioLegend**  
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B312207 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 312207

**81,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** HI10a  
**Format:** FITC  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 25 tests

FITC anti-human CD10

Clone: HI10a

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: Common acute lymphoblastic leukemia antigen (CALLA), Enkephalinase, Neutral endopeptidase, Neprilysin

Size: 25 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: FITC

App\_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2457>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>