

FITC anti-human CD55

Mouse IgG1, kappa
JS11



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B311305 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 311305

81,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: JS11
Format: FITC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

FITC anti-human CD55

Clone: JS11
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: DAF (Decay Accelerating Factor)
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: FITC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1794>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>