

APC anti-human CD55

Mouse IgG1, kappa
JS11



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B311312 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 311312

266,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: JS11
Format: APC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD55

Clone: JS11

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: DAF (Decay Accelerating Factor)

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1792>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>