

FITC anti-human CD2

Mouse IgG1, kappa
TS1/8



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B309206 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 309206

151,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: TS1/8
Format: FITC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

FITC anti-human CD2

Clone: TS1/8
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: LFA-2, T11, SRBC-R
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: FITC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1644>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>