

Alexa Fluor® 488 anti-Phosphotyrosine

Mouse IgG2b, kappa
PY20



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B309306 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 309306

212,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: PY20
Format: A488
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Alexa Fluor® 488 anti-Phosphotyrosine

Clone: PY20
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: p-Tyr
Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat, All Species
Format: A488
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3448>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>