

Alexa Fluor® 647 anti-human Perforin

Mouse IgG2b, kappa
dG9



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B308109 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 308109

100,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: dG9
Format: A647
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

Alexa Fluor® 647 anti-human Perforin

Clone: dG9
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: PRF1, P1, PFP, HPLH2
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: A647
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3156>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>