

PE anti-human IFN-gamma R beta chain

Hamster IgG
2HUB-159



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B308504 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 308504

183,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, ICFC

Clone: 2HUB-159

Format: PE

Isotype: Hamster IgG

Species of Origin: Hamster

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human IFN-gamma R beta chain

Clone: 2HUB-159

Isotype: Hamster IgG

Other_Names: IFN-gammaRbeta, IFNgammaAF-1

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1520>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>