

PE anti-human CD210 (IL-10 R)

Rat IgG2a, kappa
3F9



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B308804 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 308804

210,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 3F9
Format: PE
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD210 (IL-10 R)

Clone: 3F9
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: IL-10 Receptor, IL-10R
Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1523>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>