

PE/Cyanine7 anti-human HLA-DR

Mouse IgG2a, kappa
L243



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B307615 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 307615

92,25 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, ICFC

Clone: L243

Format: PE_CYANINE7

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE/Cyanine7 anti-human HLA-DR

Clone: L243

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Major Histocompatibility Class II, MHC class II

Size: 25 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: PE_CYANINE7

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2862>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>