

PE anti-human CD178 (FasL)

Mouse IgG1, kappa
NOK-1



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B306406 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 306406

97,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: NOK-1
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD178 (FasL)

Clone: NOK-1
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Fas Ligand (FasL), CD95L, TNFSF6, Fas-L
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=806>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>