

## PE/Cyanine5 anti-human CD235ab

Mouse IgG2b, kappa  
HIR2 (GA-R2)



**BioLegend**  
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B306606 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 306606

**178,50 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebot:** Aktion

**App\_Abbrev:** FC, ICFC

**Clone:** HIR2 (GA-R2)

**Format:** PE\_CYANINE5

**Isotype:** Mouse IgG2b, kappa

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 µg

PE/Cyanine5 anti-human CD235ab

Clone: HIR2 (GA-R2)

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other\_Names: Glycophorin A/B, GPA/GPB, GYPA, GYPB

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PE\_CYANINE5

App\_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=742>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>