

APC anti-human CD95 (Fas)

Mouse IgG1, kappa
DX2



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B305611 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 305611

128,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: DX2
Format: APC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

APC anti-human CD95 (Fas)

Clone: DX2
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Fas, APO-1, TNFRSF6
Size: 25 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus
Format: APC
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=639>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>