

Alexa Fluor® 488 anti-human CD95 (Fas)

Mouse IgG1, kappa
DX2



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B305616 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 305616

235,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: DX2
Format: A488
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 488 anti-human CD95 (Fas)

Clone: DX2
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Fas, APO-1, TNFRSF6
Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus
Format: A488
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3365>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>