

PE anti-human CD131

Mouse IgG1, kappa
1C1



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B306104 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 306104

176,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: 1C1
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD131

Clone: 1C1
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: IL-3R common beta chain, CDw131
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=545>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>