

Alexa Fluor® 647 anti-human CD83

Mouse IgG1, kappa
HB15e



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B305316 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 305316

235,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: HB15e
Format: A647
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 647 anti-human CD83

Clone: HB15e
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: HB15
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: A647
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3354>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>