

PE anti-human CD94

Mouse IgG1, kappa
DX22



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B305506 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 305506

196,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, ICFC
Clone: DX22
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD94

Clone: DX22
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: KP43
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=648>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>