

## Purified anti-human CD95 (Fas)

Mouse IgG1, kappa  
DX2



**BioLegend**  
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B305602 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 305602

**148,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICC, IHC  
**Clone:** DX2  
**Format:** PURE  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-human CD95 (Fas)

Clone: DX2  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names: Fas, APO-1, TNFRSF6  
Size: 100 µg

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus  
Format: PURE  
App\_Abbrev: FC, ICC, IHC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=645>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>