

APC/Cyanine7 anti-human CD62L

Mouse IgG1, kappa
DREG-56



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B304813 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 304813

92,25 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, ICFC

Clone: DREG-56

Format: APC_CYANINE7

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

APC/Cyanine7 anti-human CD62L

Clone: DREG-56

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: L-selectin, LECAM-1, LAM-1, Leu-8, TQ-1

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: APC_CYANINE7

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2866>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>