

## PE anti-human CD4

Mouse IgG1, kappa  
RPA-T4



BioLegend  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B300508 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 300508

**53,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** RPA-T4  
**Format:** PE  
**Isotype:** Mouse IgG1, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

PE anti-human CD4

Clone: RPA-T4  
Isotype: Mouse IgG1, kappa  
Other\_Names: T4  
Size: 100 tests

Reactivity: Human  
Format: PE  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=827>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>