

Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD54

Rat IgG2b, kappa
YN1/1.7.4



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B116113 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 116113

81,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: YN1/1.7.4
Format: A647
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD54

Clone: YN1/1.7.4
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Other_Names: ICAM-1, Ly-47
Size: 25 µg

Reactivity: Mouse
Format: A647
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3110>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>