

Purified anti-Tubulin-gamma

Rabbit Polyclonal IgG
Poly6209



BioLegend
From Revvity

50 µL

Artikel-Nr.: B620901 | [BioLegend](#) | Hersteller-Nr.: 620901

72,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICC, WB
Clone: Poly6209
Format: PURE
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Species of Origin: Rabbit
Verpackung: 50 µl

Purified anti-Tubulin-gamma

Clone: Poly6209
Isotype: Rabbit Polyclonal IgG
Other_Names: gamma-tubulin
Size: 50 µL

Reactivity: Human, Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC
Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2196>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>