

100er Rack LH5, Pappe laminiert, Teleskopdeckel

NICHT MEHR UNTER DIESER ART.NR.

NEUE ART.NR. = ABR163



Packung à 10 Stück
Artikel-Nr.: 730126 | Biozym

29,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: weiß

Für Kryolagerung: bis -80° C

Gefäßgröße: 1.0 ml cryo, 1.5 ml, 2.0 ml, 2.0 ml cryo

Stellplätze: 100

Verpackung: Packung à 10 Stück

Lagerbox