

Probenröhrchen 2.0 ml, farblos, mit Längsstegen

konisch, für Schraubverschlüsse
DNA-, DNase-, RNasefrei



Packung à 500 Stück
Artikel-Nr.: 710702 | Biozym

28,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Farbe: farblos

Form: konisch

Kategorie: Probenröhrchen

Mit Längsstegen: ja

Verpackung: Packung à 500 Stück

Volumen: 2.0 ml

Biozym Probenröhrchen für die vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus "Medical grade" Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNasefrei
- Frei von detektierbaren PCR Inhibitoren
- Zertifiziert frei von Pyrogenen (nur sterile Probenröhrchen)
- Steril mit bereits aufgesetzten Deckeln lieferbar (nicht für alle Probenröhrchen Varianten)
- Konische und freistehende Probenröhrchen Varianten mit und ohne Längsstege erhältlich
- Auch amberfarbene Röhrchen erhältlich
- Je nach Variante mit 100 µl Graduierung
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196°C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)
- Einfach zu öffnen durch 3/4 Drehung
- Passende Deckel separat erhältlich (sterile Probenröhrchen werden mit aufgesetzten Deckel geliefert).

Alternative zu Art.-Nr.: 710011