

## Probenröhrchen 2.0 ml, farblos, steril, mit LS

freistehend, mit aufgesetztem Schraubverschluss  
DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

2 Beutel à 250 Stück = 500 Stück  
Artikel-Nr.: 710735 | Biozym

**92,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:**Frühlingsaktion

**Farbe:** farblos

**Form:** freistehend

**Kategorie:** Probenröhrchen mit Schraubverschluss

**Mit Längsstegen:** ja

**Verpackung:** 2 Beutel à 250 Stück = 500 Stück

**Volumen:** 2.0 ml

#### Sterile Probenröhrchen für die vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus "Medical grade" Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNasefrei
- Frei von detektierbaren PCR Inhibitoren
- Zertifiziert frei von Pyrogenen
- Steril mit bereits aufgesetzten Deckeln
- Konische und freistehende Probenröhrchen Varianten mit und ohne Längsstege erhältlich
- Auch amberfarbene Röhrchen erhältlich
- Je nach Variante mit 100 µl Graduierung
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196°C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)
- Einfach zu öffnen durch 3/4 Drehung

**Alternative zu Art.-Nr.: 710057**