

Probenröhrchen 2.0 ml, farblos, steril, mit LS

freistehend, mit aufgesetztem Schraubverschluss
DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

2 Beutel à 250 Stück = 500 Stück
Artikel-Nr.: 710735 | Biozym

92,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Farbe: farblos

Form: freistehend

Kategorie: Probenröhrchen mit Schraubverschluss

Mit Längsstegen: ja

Verpackung: 2 Beutel à 250 Stück = 500 Stück

Volumen: 2.0 ml

Sterile Probenröhrchen für die vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus "Medical grade" Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNasefrei
- Frei von detektierbaren PCR Inhibitoren
- Zertifiziert frei von Pyrogenen
- Steril mit bereits aufgesetzten Deckeln
- Konische und freistehende Probenröhrchen Varianten mit und ohne Längsstege erhältlich
- Auch amberfarbene Röhrchen erhältlich
- Je nach Variante mit 100 µl Graduierung
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196°C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)
- Einfach zu öffnen durch 3/4 Drehung

Alternative zu Art.-Nr.: 710057