

Probenröhrchen 2.0 ml, farblos, steril, ohne LS

konisch, mit aufgesetztem Loopverschluss
DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

10 Beutel à 50 Stück = 500 Stück
Artikel-Nr.: 710738 | Biozym

102,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS

Farbe: farblos
Form: konisch
Kategorie: Probenröhrchen mit Loopverschluss
Verpackung: 10 Beutel à 50 Stück = 500 Stück
Volumen: 2.0 ml

Sterile Probenröhrchen für die vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus "Medical grade" Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNasefrei
- Frei von detektierbaren PCR Inhibitoren
- Zertifiziert frei von Pyrogenen
- Steril mit bereits aufgesetzten Deckeln
- Konische und freistehende Probenröhrchen Varianten mit und ohne Längsstege erhältlich
- Auch amberfarbene Röhrchen erhältlich
- Je nach Variante mit 100 µl Graduierung
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196°C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)
- Einfach zu öffnen durch 3/4 Drehung