

EasyPhor PAGE Mini vertikale Elektrophoresekammer

Klemmversion, ohne Zubehör



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück
Artikel-Nr.: 615540 | Biozym

623,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: Gelkammer ohne Zubehör

Format: 10 x 10 cm

Kategorie: Protein-Elektrophorese

Produktlinie: EasyPhor V

Produkttyp: PAGE Mini System

Verpackung: 1 Stück

Die Vorteile:

- Kammer im Spritzgussverfahren hergestellt, robust und leicht
- Kompatibel mit allen 8 x 10 und 10 x 10 cm Fertiggelen
- Schnelles Gelgießen und Beladen
- Niedrige Puffervolumina
- Effiziente Kühlung mit Kühlpacks
- Bis zu vier Gele parallel

Technische Spezifikationen:

- Gelkammer Abmaße (B x L x H): 19 x 13 x 15 cm
- Maximale Probenkapazität: 80 Proben, 20 Proben pro Gel
- Puffervolumen: Minimum 250 ml, Maximum 1200 ml