

# Mupid-One Komplett Gelelektrophorese System

Gelkammer mit direkt gekoppeltem Spannungsgeber



**Nippon**

1 Stück

Artikel-Nr.: 613000 | Nippon

**688,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Eigenschaften:** Gelkammer mit integriertem Spannungsgeber und Zubehör

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produktlinie:** Mupid-One

**Produkttyp:** Mupid-One System

**Verpackung:** 1 Stück

### Kompaktes Elektrophoresesystem mit gekoppeltem Spannungsgeber

Das Mupid-One Elektrophoresesystem ist ideal für Routine-Elektrophoresen. Das einfache, handliche, flexible, robuste und sichere System überzeugt im täglichen Gebrauch. Durchdachte Detaillösungen zur intuitiven Handhabung sowie vorgegebene Spannungsschritte und eine Timerfunktion machen das System leistungsfähig bei einfachster Bedienung. Außerdem ist es platzsparend und bequem zu reinigen.

### Lieferumfang:

- Spannungsgeber
- Gelkammer mit Sicherheitsdeckel
- Gießstand für 2 Traygrößen
- 1x Tray large
- 2x Tray small
- 4 Kämme mit 13 und 26 Zähnen