


Clear Heat Seal

500 m x 78 mm, Peelable
Anwendungstemperatur: -80°C bis +80°C



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Rolle
Artikel-Nr.: 600020 | Biozym

995,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis +80°C (110°C prLid), PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable

Verpackung: 1 Rolle

Peelbare, optisch klare Heat Seal Folie für qPCR, Fluoreszenz- und colorimetrische Detektion

Passend für 4titude® a4S Automatic Roll Heat Sealer / Thermo Fisher ALPS 300™ und ALPS 3000™ / KBiosystems Wasp™ / KBioscience FlexiSeal und Cube

- Dichtet ab: Polypropylen-, Polystyrol-, Polyethylen- und COC-Platten
- Charakteristik: peelbar, gute optische Klarheit, etwas Lösungsmittel beständig
- Applikationen: qPCR, Fluoreszenz- und colorimetrische Detektion
- Pierce Qualität: nicht empfohlen
- Sealing Einstellungen: 3.0 bis 4.0 Sek. bei „SALLY“ (die Temperatur- und Zeit-Einstellungen anderer Geräte können davon abweichen)