

## Clear Heat Seal

125 mm x 78 mm, Peelable  
Anwendungstemperatur:-80°C bis +80°C (110°C prLid)



100 Stück (Sheets)  
Artikel-Nr.: 600028 | Biozym

**65,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:**-80°C bis +80°C (110°C prLid), PCR, Real-Time PCR

**Art der Folie:** transparent

**Folienformat:** Blätter

**Kategorie:** Heat Seal Folie

**pierceable / peelable:** peelable

**Verpackung:** 100 Stück (Sheets)

**Peelbare, optisch klare Heat Seal Folie für qPCR, Fluoreszenz- und colorimetrische Detektion**

- Dichtet ab: Polypropylen-, Polystyrol-, Polyethylen- und COC-Platten
- Charakteristik: peelbar, gute optische Klarheit, etwas Lösungsmittel beständig
- Applikationen: qPCR, Fluoreszenz- und colorimetrische Detektion
- Pierce Qualität: nicht empfohlen
- Sealing Einstellungen: 3.0 bis 4.0 Sek. bei „SALLY“ (die Temperatur- und Zeit-Einstellungen anderer Geräte können davon abweichen)