

PCR 96-Well TW-MT-Platte, weiß, barcoded, Laser m.

Low Profile, Semi Skirt, Eckschnitt H12
DNase-, RNase-, Pyrogenfrei für LC 480 II



Packung à 25 Stück
Artikel-Nr.: 712283 | Biozym

164,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eckschnitt: H12
Eigenschaften: alphanumerische Codierung, mit Barcode
Farbe: weiß
Format: semi skirted
Kategorie: 96-Well Platte
Produktlinie: Premium Line
Profil: Low Profile
Verpackung: Packung à 25 Stück
Volumen: 0.1 ml