

Clear Weld Heat Seal Mark 2

125 mm x 78 mm

Anwendungstemperatur: -80°C bis +110°C



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

100 Stück (Sheets)
Artikel-Nr.: 600058 | Biozym

94,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis +110°C, PCR, Real-Time PCR

Art der Folie: transparent

Folienformat: Blätter

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: pierceable

Verpackung: 100 Stück (Sheets)

Optisch klarer Heat Seal Film

- Dichtet ab: Polypropylen-Platten
- Charakteristik: Verschweiß-Seal, nicht peelbar, gute optische Klarheit
- Applikationen: PCR (speziell Wasserbad-Cycler), Fluoreszenz- und colorimetrische Detektion, Lagerung von Giftstoffen, DMSO geeignet
- Pierce Qualität: sehr gering
- Sealing Einstellungen: 2.0 bis 3.0 Sek. bei „SALLY“ (die Temperatur- und Zeit-Einstellungen anderer Geräte können davon abweichen)