


## Peel Heat Seal

610 m x 78 mm, Peelable  
Anwendungstemperatur: -80°C bis +90°C



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Rolle  
Artikel-Nr.: 600060 | Biozym

**995,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -80°C bis +90°C

**Art der Folie:** Aluminium

**Folienformat:** Rolle

**Kategorie:** Heat Seal Folie

**pierceable / peelable:** peelable

**Verpackung:** 1 Rolle

**Gut für Lagerung bei tiefen Temperaturen geeignet**

- Dichtet ab: Polypropylen- und Polyethylen-Platten
- Charakteristik: leicht peelbar, guter Schutz für wässrige Lösungen, moderat bis gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln bei Raumtemperatur. Seal kann mehrfach abgelöst werden ohne größere Beschädigungen der Platte
- Applikationen: PCR nur mit aktivem Anpressdruckdeckel, Lang- und Kurzzeitlagerung auch bei Tieftemperatur bis -200 °C, DMSO geeignet (Empfehlung jedoch DMSO Peel Seal)
- Pierce Qualität: nicht empfohlen