

Peel Heat Seal

125 x 78 mm, Peelable

Anwendungstemperatur: -80°C bis +90°C



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

100 Stück (Sheets)

Artikel-Nr.: 600068 | Biozym

65,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis +90°C

Art der Folie: Aluminium

Folienformat: Blätter

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable

Verpackung: 100 Stück (Sheets)

Gut für Lagerung bei tiefen Temperaturen geeignet

- Dichtet ab: Polypropylen- und Polyethylen-Platten
- Charakteristik: leicht peelbar, guter Schutz für wässrige Lösungen, moderat bis gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln bei Raumtemperatur. Seal kann mehrfach abgelöst werden ohne größere Beschädigungen der Platte
- Applikationen: PCR nur mit aktivem Anpressdruckdeckel, Lang- und Kurzzeitlagerung auch bei Tieftemperatur bis -200 °C, DMSO geeignet (Empfehlung jedoch DMSO Peel Seal)
- Pierce Qualität: nicht empfohlen