

DMSO Resistant Peel Heat Seal

125 mm x 78 mm. Peelable
Anwendungstemperatur: -80°C bis +40°C



100 Stück (Sheets)
Artikel-Nr.: 600078 | Biozym

90,50 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -80°C bis +40°C
Art der Folie: Aluminium
Folienformat: Blätter
Kategorie: Heat Seal Folie
pierceable / peelable: peelable
Verpackung: 100 Stück (Sheets)

Gut geeignet für Lagerung bei tiefen Temperaturen

- Dichtet ab: Polypropylen- und Polyethylen-Platten
- Charakteristik: leicht peelbar, guter Schutz für wässrige Lösungen, sehr gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln auch bei höheren Temperaturen. Seal kann mehrfach abgelöst werden ohne größere Beschädigungen der Platte.
- Anwendungstemperatur: -80°C bis +40°C
- Applikationen: PCR nur mit aktivem Anpressdruckdeckel, Lang- und Kurzzeitlagerung auch bei Tieftemperatur bis -200 °C, DMSO geeignet
- Pierce Qualität: nicht empfohlen