

## Thermo Bond Heat Seal

500 m x 78 mm, Peelable  
Anwendungstemperatur: -200°C bis +110°C



1 Rolle  
Artikel-Nr.: 600080 | Biozym

**1.061,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -200°C bis +110°C

**Art der Folie:** Aluminium

**Folienformat:** Rolle

**Kategorie:** Heat Seal Folie

**pierceable / peelable:** peelable

**Verpackung:** 1 Rolle

**Stark verschweißter Seal, nur mit einem Folien-Löser Werkzeug zu entfernen, sehr gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln**

Für ca 5.000 Seals

Passend für 4titude® a4S Automatic Roll Heat Sealer / Thermo Fisher ALPS 300™ und ALPS 3000™ / KBiosystems Wasp™ / KBioscience FlexiSeal und Cube

- Dichtet ab: Polypropylen- und Diamond Platten
- Charakteristik: stark verschweißter Seal, nur mit einem Folien-Löser Werkzeug zu entfernen, sehr gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln
- Applikationen: hervorragend geeignet für Anwendungen mit hohen Temperaturen (inkl. PCR). Sehr geringer Flüssigkeitsverlust. Langzeitlagerung. Kompatibel mit allen Thermocyclern, auch Wasserbadcyclern
- Pierce Qualität: Gut