


Thermo Bond Heat Seal

125 x 78 mm, Peelable
Anwendungstemperatur: -200°C bis +110°C



100 Stück (Sheets)
Artikel-Nr.: 600088 | Biozym

94,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -200°C bis +110°C
Art der Folie: Aluminium
Folienformat: Blätter
Kategorie: Heat Seal Folie
pierceable / peelable: peelable
Verpackung: 100 Stück (Sheets)

Stark verschweißter Seal, nur mit einem Folien-Löser Werkzeug zu entfernen, sehr gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln

- Dichtet ab: Polypropylen- und Diamond Platten
- Charakteristik: stark verschweißter Seal, nur mit einem Folien-Löser Werkzeug zu entfernen, sehr gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln
- Applikationen: hervorragend geeignet für Anwendungen mit hohen Temperaturen (inkl. PCR). Sehr geringer Flüssigkeitsverlust. Langzeitlagerung. Kompatibel mit allen Thermocyclern, auch Wasserbadcyclern
- Pierce Qualität: Gut