


Foil Heat Seal

610 m x 78 mm, Pierceable & Peelable
Anwendungstemperatur: -20°C bis +110°C



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Rolle
Artikel-Nr.: 600090 | Biozym

1.029,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis +110°C

Art der Folie: Aluminium

Folienformat: Rolle

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable, pierceable

Verpackung: 1 Rolle

Aluminium Heat Sealing Folie, hervorragend geeignet zur Lagerung

Im Rollenformat, für ca. 5.000 Seals

Passend für 4itude® a4S Automatic Roll Heat Sealer / Thermo Fisher ALPS 300™ und ALPS 3000™ / KBiosystems Wasp™ / KBioscience FlexiSeal und Cube

- Dichtet ab: Polypropylen-, Polystyrol- und Polyethylen-Platten
- Charakteristik: sehr gut peelbar, kann einfach per Hand entfernt werden, kann mit weiterem Foil Seal beklebt werden (z. B. nach Piercing), gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln
- Applikationen: hervorragend geeignet zur Lagerung aller Arten von Platten (z.B. Compound Storage) bei tieferen Temperaturen, Kurzzeitlagerung bei Raumtemperatur
- Pierce Qualität: hervorragend mit Pipettenspitze