


Foil Heat Seal

125 x 78 mm, Pierceable & Peelable, red stripe up
Anwendungstemperatur: -20°C bis +110°C



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

100 Stück (Sheets)
Artikel-Nr.: 600098 | Biozym

65,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis +110°C
Art der Folie: Aluminium
Folienformat: Blätter
Kategorie: Heat Seal Folie
pierceable / peelable: peelable, pierceable
Verpackung: 100 Stück (Sheets)

Aluminium Heat Seal Folie - hervorragend geeignet zur Lagerung

- Dichtet ab: Polypropylen-, Polystyrol- und Polyethylen-Platten
- Charakteristik: sehr gut peelbar, kann einfach per Hand entfernt werden, kann mit weiterem Foil Seal beklebt werden (z. B. nach Piercing), gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln
- Applikationen: hervorragend geeignet zur Lagerung aller Arten von Platten (z.B. Compound Storage) bei tieferen Temperaturen, Kurzzeitlagerung bei Raumtemperatur
- Pierce Qualität: hervorragend mit Pipettenspitze