


## Pierce Heat Seal

610 m x 78 mm, Pierceable  
Anwendungstemperatur: -20°C bis +120°C



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Rolle  
Artikel-Nr.: 600100 | Biozym

**995,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -20°C bis +120°C

**Art der Folie:** Aluminium

**Folienformat:** Rolle

**Kategorie:** Heat Seal Folie

**pierceable / peelable:** pierceable

**Verpackung:** 1 Rolle

**Piercebare Heat Seal Folie für Platten aus Polystyrol und Polypropylen**

Dichtet ab: Polypropylen- und Polystyrol-Platten Charakteristik: nicht peelbar, kann mit weiterem Pierce Seal beklebt werden (nach Piercing), sehr gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln, auch DMSO Applikationen: besonders gut geeignet für Roboteranwendungen, PCR, Compound Storage, Probenversand. Kompatibel mit allen Cyclern Pierce Qualität: hervorragend mit Pipettenspitze