

Pierce Heat Seal

125 x 78 mm, Pierceable, blue stripe upper side

Anwendungstemperatur: -20°C bis +120°C



100 Stück (Sheets)
Artikel-Nr.: 600108 | Biozym

65,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Anwendungsbereich: -20°C bis +120°C

Art der Folie: Aluminium

Folienformat: Blätter

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: pierceable

Verpackung: 100 Stück (Sheets)

Piercebare Heat Seal Folie für Platten aus Polystyrol und Polypropylen

Dichtet ab: Polypropylen- und Polystyrol-Platten Charakteristik: nicht peelbar, kann mit weiterem Pierce Seal beklebt werden (nach Piercing), sehr gute Stabilität gegenüber Lösungsmitteln, auch DMSO Applikationen: besonders gut geeignet für Roboteranwendungen, PCR, Compound Storage, Probenversand. Kompatibel mit allen Cyclern Pierce Qualität: hervorragend mit Pipettenspitze