


## Adhesive Clear PCR Seal

Sheets, 135 x 80 mm, Peelable  
Anwendungstemperatur: -70°C bis +100°C



100 Stück  
Artikel-Nr.: 600208 | Biozym

**66,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** SUMMER-DEALS  
**Anwendungsbereich:** -70°C bis +100°C, PCR, Real-Time PCR  
**Art der Folie:** transparent  
**Folienformat:** Blätter  
**Kategorie:** Adhäsive Folie  
**pierceable / peelable:** peelable  
**Verpackung:** 100 Stück

**Sehr starke, transparente, adhäsive Folie für PCR, qPCR und andere optische Anwendungen (z.B. Fluoreszenz oder colorimetrische Messungen)**

Frei von DNase und RNase

Non-pierceable (Pierceable Variante: 600229, PCR Foil Seal Strong)