

## Perforated Seal for Capillary Sequencers

Sheets, 135 x 75 mm, Pierceable & Peelable  
Anwendungstemperatur: -20°C bis +110°C



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

100 Stück  
Artikel-Nr.: 600218 | Biozym

**144,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Anwendungsbereich:** -20°C bis +110°C  
**Art der Folie:** transparent  
**Eigenschaften:** vorperforiert  
**Folienformat:** Blätter  
**Kategorie:** Adhäsive Folie  
**pierceable / peelable:** peelable, pierceable  
**Verpackung:** 100 Stück

#### Piercable Adhesive Plate Seal

Sehr starker, transparenter Seal Film, jedoch verfügt der Bereich über der Probe über 2 Trennschnitte. Hierdurch können die Probe oder Teile davon leicht entnommen werden. Unter der Trennschnitt Sektion befindet sich zudem kein Adhäsiv, wodurch das Risiko einer Probenverschmutzung minimiert wird. Geeignet für Probenapplikationen und Probenrückgewinnungen sowie Kapillar Sequenzer.